



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

HIGIENIZAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CÓDIGO
018-02.02

FOLHA
1/3

1. OBJETIVO

Remover a sujidade para reutilização de equipamentos de proteção individual em outros procedimentos de limpeza e/ou desinfecção, reduzindo o risco de transmissão de microrganismos. Esta instrução se aplica aos EPI's – bota, máscara, avental e sapatos de segurança. A instrução relativa ao uso de luvas está descrita de forma separada em outra instrução operacional.

2. DEFINIÇÃO

Situações e/ou atividades para a utilização dos EPI's abaixo relacionados:

3. BOTAS E/OU CALÇADOS DE SEGURANÇA

As botas (material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante) estão recomendadas para a proteção dos pés e parte das pernas durante atividades com água e produtos químicos e, ainda, para evitar quedas.

O uso de sapatos é recomendado durante todo o período de trabalho, com exceção nos momentos de lavagem de piso, nos quais deverão ser utilizadas as botas ou calçados totalmente impermeáveis.

4. ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Os óculos de proteção devem ser utilizados durante o preparo de diluição não-automática, quando da limpeza de áreas que estejam localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto de partículas.

5. GORRO

O gorro deve ser usado em área especiais nas quais são exigidas a paramentação completa por parte dos profissionais da instituição. Para as demais áreas do serviço de saúde, recomenda-se que as profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies mantenham os cabelos presos e arrumados. Para os profissionais do sexo masculino são imprescindíveis cabelos curtos e barba feita.

EMIÇÃO
20/12/2017

REVISÃO
00

ELABORADO/REVISADO POR:
Maria Helena Peraccini – Área Técnica

APROVAÇÃO:
Daniel Garcia – Diretor Executivo



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

HIGIENIZAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CÓDIGO
018-02.02

FOLHA
2/3

6. AVENTAL

Deve ser utilizado durante a execução de procedimentos que possam provocar contaminação da roupa com sangue e fluidos corpóreos e produtos químicos ou contaminados.

O avental deve ser impermeável, podendo ser usado por cima do uniforme, é recomendado para a realização de atividades com risco de respingos.

Pode ser processado pela lavanderia após realização do procedimento de limpeza e desinfecção.

Após o uso, deve ser retirado com técnica correta, sem ter contato com a parte externa, e em seguida deve-se fazer a desinfecção.

7. MÁSCARA

A máscara cirúrgica deverá ser usada nas situações:

Sempre que houver possibilidade de respingos de material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca.

Sempre que o profissional entrar em quarto de paciente com patologias de transmissão:

Limpeza e desinfecção de superfícies respiratória por gotículas (exemplos: meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza).

Em áreas nas quais a utilização seja recomendada pelo SCIH.

Ambientes com odor fétido.

Limpeza e desinfecção de superfícies em áreas de construção e reformas para evitar a inalação do pó.

Em área de isolamento para aerossóis (exemplos: bacilo da tuberculose) estão indicadas as máscaras de proteção respiratória, tipo respirador, para partículas, com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3m (máscaras do tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).

8. RESPONSABILIDADE

Agentes de limpeza.

9. DESCRIÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

9.1. BOTAS E OU CALÇADOS DE SEGURANÇA

- Dirigir-se ao DML ou em outro lugar apropriado e seguro e manter-se em posição segura.

EMIÇÃO
20/12/2017

REVISÃO
00

ELABORADO/REVISADO POR:
Maria Helena Peraccini – Área Técnica

APROVAÇÃO:
Daniel Garcia – Diretor Executivo



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

HIGIENIZAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CÓDIGO
018-02.02

FOLHA
3/3

- Retirar as botas e/ou calçado de segurança.
- Para higienização das botas e/ou calçado de segurança:
- Esfregar com esponja e detergente neutro
- Enxaguar e secar interna e externamente
- Antes de guarda-los se certificar de que não existe umidade
- Guarda-los em local seguro e apropriado
- Higienizar as mãos conforme Instrução Operacional – Higienização das mãos;
- Repetir este procedimento todas as vezes que terminar uma atividade e no final do plantão;

9.2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO

- Retirar o óculos após utilização
- Esfregar com esponja macia e detergente neutro
- Enxaguar e secar interna e externamente
- Guarda-lo em local seguro e apropriado
- Higienizar as mãos conforme Instrução Operacional – Higienização das mãos;
- Repetir este procedimento todas as vezes que terminar uma atividade e no final do plantão;

9.3. AVENTAL

- Retirar o avental após utilização
- Esfregar com esponja macia e detergente neutro
- Enxaguar e secar interna e externamente
- Guarda-lo em local seguro e apropriado
- Higienizar as mãos conforme Instrução Operacional – Higienização das mãos;
- Repetir este procedimento todas as vezes que terminar uma atividade e no final do plantão;
- Os aventais descartáveis devem ser desprezados em local apropriado;

9.4. MÁSCARA

- Retirar a máscara após utilização
- Máscara descartável – desprezar em local apropriado
- Máscara não descartável – Verificar integridade e validade e guarda-la em local seguro e apropriado

EMIÇÃO
20/12/2017

REVISÃO
00

ELABORADO/REVISADO POR:
Maria Helena Peraccini – Área Técnica

APROVAÇÃO:
Daniel Garcia – Diretor Executivo



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

HIGIENIZAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CÓDIGO
018-02.02

FOLHA
4/3

- Higienizar as mãos conforme Instrução Operacional – Higienização das mãos;
- Repetir este procedimento todas as vezes que terminar uma atividade e no final do plantão.

10.HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

VÁLIDO SOMENTE PARA CONSULTA NÃO IMPRIMIR

EMIÇÃO
20/12/2017

REVISÃO
00

ELABORADO/REVISADO POR:
Maria Helena Peraccini – Área Técnica

APROVAÇÃO:
Daniel Garcia – Diretor Executivo