



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

HIGIENIZAÇÃO E USO DE LUVAS

CÓDIGO
018-02.01

FOLHA
1/1

1. OBJETIVO

Remover a sujidade para reutilização das luvas de látex em outros procedimentos de limpeza e/ou desinfecção, reduzindo o risco de transmissão de microrganismos pelas luvas sujas/contaminadas, prevenindo infecções cruzadas.

2. DEFINIÇÃO

N/A.

3. RESPONSABILIDADE

Agentes de limpeza

4. DESCRIÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS LUVAS

- Dirigir-se ao DML e manter-se em posição segura, próxima ao tanque, sem encostar, e abrir a torneira;
- Calçar as luvas de látex e molhar em água corrente, aplicar detergente neutro, ensaboar e friccionar as mãos enluvadas, conforme técnica de higienização das mãos;
- Enxaguar as mãos enluvadas com água corrente;
- Aplicar desinfetante hospitalar disponível no DML em todas as faces e friccionar, conforme a técnica de higienização das mãos, enxaguar com água corrente, e secar as luvas com papel toalha;
- Desprezar o papel toalha no cesto de resíduos comum;
- Retirar as luvas;
- Higienizar as mãos conforme Instrução Operacional – Higienização das mãos;
- Repetir este procedimento todas as vezes que terminar uma atividade e no final do plantão;
- Garantir a guarda da luva em local adequado e seguro;

5. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

EMIÇÃO 11/12/2017	REVISÃO 00	ELABORADO/ REVISADO POR: Maria Helena Peraccini – Área Técnica	APROVAÇÃO Daniel Garcia – Diretor Executivo
----------------------	---------------	---	--